

Link do produktu: <https://transferfactor.pl/podpaski-na-noc-8szt-tiens-p-420.html>

Podpaski na noc 8szt tiens

Cena	26,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	2-10 dni roboczych
Producent	TIENS

Opis produktu

Bardzo długi i zgodny z anatomią kształt podpaski na noc gwarantuje dobry, całonocny sen. Podpaska jest super chłonna i ultra cienka, dzięki czemu zapewnia komfort i zapobiega przeciekaniu.

Poprzez wykorzystanie najnowszej technologii Podwójnego Wkładu (aktywnego tlenu i jonów ujemnych) podpaski AIRIZ wspomagają ochronę naturalnej zdolności organizmu kobiety do oczyszczania się, hamują rozwój szkodliwych bakterii, wspomagają krążenie krwi, przyspieszają metabolizm, dodają energii. Nie zawierają żadnych leków ani składników chemicznych, nie powodują efektów ubocznych.

Wyniki badań wskazują, że poziom tlenu i anionów we krwi ma bezpośredni wpływ na metabolizm. Podwyższony poziom tlenu i anionów sprzyja przyswajaniu pożywienia, eliminacji toksyn i oczyszczaniu krwi. Pomaga również utrzymywać prawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych i zapewnia wydzielanie hormonów na prawidłowym poziomie dzięki regulacji poziomu pH krwi oraz aktywacji komórek wydzielania wewnętrznego. Jony ujemne przesuwają się do macicy przez pochwę, poprawiając krążenie krwi. Dzięki wyjątkowym korzyściom zdrowotnym zapewnianym przez wkład z aktywnym tlenem i jonami ujemnymi, produkty z tej linii można również stosować w celu zachowania higieny w każdym czasie, szczególnie w przypadku schorzeń układu moczowego, nietrzymania moczu oraz w innych przypadkach, gdy potrzebujesz zadbać o higienę osobistą.

DZIAŁANIE:

działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, reguluje ciśnienie krwi, usuwa nieprzyjemny zapach, poprawia równowagę hormonalną, zwiększa odporność, poprawia metabolizm, redukuje zmęczenie

SKŁAD:

Opatentowany wkład z aktywnym tlenem i anionami o najwyższym stężeniu

ANIONY:

Aniony (jony ujemne) to pozbawione zapachu i smaku, niewidoczne cząsteczki. Mają szczególne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i nazywane są „witaminami z powietrza”. Mają potężną moc zwalczania drobnoustrojów i bakterii; im wyższe stężenie jonów ujemnych w powietrzu, tym mniejsza ilość drobnoustrojów. Jony ujemne są w stanie skutecznie wzmacniać system immunologiczny organizmu, zapobiegając chorobom. Gdy stężenie anionów wzrasta powyżej 5000/cm³, ludzki organizm wykazuje zwiększoną odporność, zdolność zwalczania stanów zapalnych i bakterii oraz lepiej reguluje ciśnienie krwi. Opatentowany wkład anionowy podpasek AIRIZ wydziela do 6100 jonów ujemnych/cm³. Jest to najwyższe stężenie anionów w podpaskach higienicznych

AKTYWNY TLENI:

Zawartość aktywnego tlenu znacząco zwiększa przepuszczalność powietrza przez podpaskę higieniczną i poziom wymiany tlenu, co hamuje rozwój bakterii. Zawarta w składzie podpasek mięta nadaje świeżość i łagodzi podrażnienia.

BUDOWA - KOLEJNE WARSTWY:

1. Cienka warstwa jedwabiu i miękkiej bawełny
2. Aktywny tlen i jony ujemne
3. Warstwa przepuszczające powietrze
4. Super chłonna warstwa zatrzymująca wilgoć
5. Unikalna i ekskluzywna warstwa, zapewniająca odpowiednie wchłanianie
6. Warstwa przepuszczające powietrze
7. Oddychająca dolna warstwa
8. Pasek kleju nałożony na całą długość podpaski

CECHY PODPASEK HIGIENICZNYCH Z TLENEM I JONAMI UJEMNYMI:

Suche, przepuszczające powietrze, zapobiegające przeciekaniu

Warstwa wierzchnia zapewnia suchość i uczucie komfortu. Bardzo chłonne elementy w środkowej warstwie podpaski koagulują płyn i eliminują uczucie lepkości. Podpaski i wkładki posiadają warstwy przepuszczające powietrze, które umożliwiają

zachowanie poczucia świeżości i suchości.

Działanie przeciwbakteryjne i dezodoryzujące dzięki czysto fizycznym procesom

Wkład z tlenem i jonami ujemnymi zastosowany w podpaskach higienicznych AiRiZ wydziela najwyższej jakości aktywny tlen i jony ujemne, wykazujące działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz zwalcza drobnoustroje.

Bardzo skuteczne i super chłonne elementy wkładu

Warstwa chłonna wykonana jest z bardzo skutecznych i chłonnych elementów, a także materiałów zapobiegających przeciekaniu. Gdy wydzielina ma kontakt z tą warstwą, jest wchłaniana i zatrzymywana, nie cofa się ani nie przecieka.

Spełnia wysokie standardy higieny

Zapewnienie suchości, przepuszczalność powietrza oraz czystość, to trzy główne zasady higieny osobistej kobiet. Produkcja podpasek prowadzona jest z zastosowaniem ścisłej kontroli jakości surowców w całkowicie zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym oraz zgodnie ze standardami Zarządzania Jakością ISO9001: 2000.

Opatentowana karta samobadania dla kobiet

Karta samobadania została opracowana specjalnie w celu możliwości zbadania stanu zdrowia części intymnych kobiety. Aby przeprowadzić szybkie badanie, należy umieścić niewielką ilość wydzieliny z pochwy na polu pomiaru znajdującym się na karcie badania. Po upływie 30 sekund zmieniony kolor należy porównać z tabelą na karcie, wówczas można ocenić wynik badania.